



## **Parownik środków wziewnych DRAGER VAPOR 19.3 (Izofluran/Isoflurane) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **DRAGER Vapor 19.3** to parownik anestetyczny, pozwala na skuteczne i oszczędne podawanie środka wziewnego,
- **Cechy produktu:**
  - Przeznaczony do Izofluranu,
  - Objętość parownika: max 200 ml,
  - Temperatura pracy: 15° C - 35° C,
  - Ciśnienie pracy: 700 do 1013 mbar,
  - Unikalna funkcja transportowa - parowniki mogą być przenoszone w dowolnej pozycji. Zabezpieczenie transportowe zapobiega rozlewaniu się środka znieczulającego, dzięki czemu po przetransportowaniu może być natychmiast używany,
  - Wszystkie systemy napełniania zostały skonstruowane specjalnie dla określonych anestetyków wziewnych. Oznacza to wyeliminowanie ryzyka pomyłkowego użycia niewłaściwego środka znieczulającego,
  - W danym parowniku zastosowano mocowanie **Dräger (DW-2000)**,
  - Płynna regulacja stężenia izofluranu w zakresie: 0,2 - 5 %,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 22 x 12 x 14 cm,
- Waga: 7,5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

