



Stolik okulistyczny BLACK OPTIC LTD RONDO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 210 VA,
- **Rondo** to okulistyczny stolik elektryczny, przeznaczony do współpracy z diagnostycznymi urządzeniami okulistycznymi,
- **Wyposażony w:**
 - Solidny prosty blat roboczy o wymiarach: 50 x 90 cm (**posiada drobne ślady użytkowania**),
 - Dwa przyciski z przodu stolika:
 - Włącznik/wyłącznik,
 - Do regulacji wysokości blatu w zakresie: 70 - 110 cm,
 - Dwa gniazda 230V, umieszczone pod blatem, do zasilania urządzeń stojących na stoliku,
 - Podwójne kółka z hamulcami,
- Wymiary ogólne: 46 x 66 x 70/89 cm,
- Waga: 37,5 kg,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

