



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-duodenoskop OLYMPUS TJF 145 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- **TJF 145** to urządzenie służące do wykonywania gastroduodenoskopi, czyli wziernikowania dwunastnicy. Jest wprowadzany przez przełyk i żołądek. Dzięki obrazowi z tego badania można zauważyć i zdiagnozować zmiany w dwunastnicy oraz zastosować odpowiednie leczenie,
- Obsługuje szeroką gamę akcesoriów do endo-terapii,
- Ergonomiczny uchwyt w celu zwiększenia zakresu zwrotności i prowadzenia,
- Ulepszona konstrukcja zaworu powietrza/wody i ssania,
- **Specyfikacja:**
 - Pole widzenia: 100°,
 - Kierunek widzenia: strona,
 - Głębina pola: 5 - 60 mm,
 - Średnica IT: 12,5 mm,
 - Zakres kątownia:
 - W górę: 120°,
 - W dół: 90°,
 - W prawo: 110°,
 - W lewo: 90°,
 - Długość robocza: 124 cm,
 - Długość całkowita: 155 cm,
 - Rozmiar kanału biopsyjnego: 4,2 mm,
- Kompatybilny z CV-180, CV-160, CV-140 i procesorem wideo CV-100,
- **W zestawie:**
 - Zaworki,
 - Pokrywka,
 - Walizka,
 - Kluczyk,
 - Akcesoria do czyszczenia endoskopu,
- Wymiary walizki: 13 x 60 x 43 cm,
- Waga zestawu: ok. 5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

