



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podłogowy wieszak stojący (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Stabilna wersja do stosowania w miejscach publicznych,
- Estetyczny i funkcjonalny,
- Wyposażony w:
 - 12 podwójnych haków na odzież wierzchnią,
 - 9 uchwytów na kapelusze,
 - Uchwyt na parasole o raz misę na spływającą z nich wodę,
- **Posiada normlane ślady użytkowania,**
- Wymiary:
 - Ogólne: Ø 53 x 181cm,
 - Podstawy: Ø 43,
- Waga: 20 kg,
- Kat 05,
- **Posiada aktualny przegląd,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

