



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny MEDELA BASIC 30 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 110 W,
- **MEDELA Basic 30** to wysokiej jakości ssak chirurgiczny gwarantujący wysoką wydajność ssania oraz cichą, niezawodną pracę,
- Zestaw zabezpieczający zapobiega przelewaniu i zmniejsza ryzyko skażenia,
- Wbudowany manometr,
- Płynna regulacja siły ssania,
- Podstawa jezdna posiada szynę do montażu słoja,
- Wyposażony w wygodny uchwyt transportowy,
- **Specyfikacja:**
 - Wytwarzane podciśnienie: (-85) kPa,
 - Maksymalna wydajność: 30 L/min,
 - Poziom hałasu: 37 dBA,
- Mobilny, na 5-ramiennej podstawie jezdnej z kółkami w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Słój przelewowy SEERES z wkładem jednorazowym o pojemności 1000 ml,
 - Wąż ssący o długości 1,5 m,
 - Kość ze śrubą do montażu słoja,
 - Instrukcja obsługi w językach: EN, DE, FR, IT, NL, SV, FI, NO, ES, PT (.PDF),
- Wymiary: 58 x 58 x 106 cm,
- Waga: 14 kg,
- Kat 04,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

