



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybierański
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ewakuator dymu ERBE IES 2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Ewakuator dymu ERBE IES 2** odsysa szkodliwe frakcje lotne z pola operacyjnego i zwiększa bezpieczeństwo pracy poprzez zminimalizowanie ilości wdychanych niepożądanych substancji przez personel medyczny.
- Aparat współpracuje z diatermiami serii VIO 200/300, umożliwia skuteczne odsysanie dymu z pola operacyjnego i jego dwustopniowe filtrowanie. Istnieje możliwość skierowania strumienia przefiltrowanego powietrza do instalacji odciągowej zewnętrznej,
- Programowany i sterowany przez diatermię, ale możliwe jest również sterowanie ręczne pracą aparatu przez panel kontrolny.
- Z aparatem współpracują kompletne uchwyty monopolarne (jednorazowe), nakładki na uchwyty wielorazowe typu Slim-line oraz wielorazowe przewody z wymiennymi końcówkami.
- **Brak głównego filtra (istnieje możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 20,5 x 40 x 26,5 cm,
- Waga: 11 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

