



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek endoskopowy OLYMPUS WM-60 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1300 VA,
- **OLYMPUS WM-60** został zaprojektowany, aby sprostać bardziej wyrafinowanym wymaganiom środowiska endoskopii, przystosowany do transportu endoskopów i sprzętów medycznych,
- **Wyposażony w:**
 - Wygodny uchwyt na klawiaturę, który można zamontować po obu stronach wózka,
 - Górną dedykowaną półkę na monitor,
 - 3 półki w tym 2 z regulacją wysokości,
 - Statyw z regulacją wysokości i 2 wieszakami,
 - Instalację elektryczną,
 - 4 koła zapewniające niezbędną mobilność w tym 2 z hamulcem,
 - Odpinaną tylną ściankę która ułatwia zarządzanie przewodami,
- **W zestawie:**
 - Przewody zasilające (5 szt.),
- Wymiary:
 - Ogólne: 69 x 69 x 127 cm,
 - Półka na monitor: 24 x 24 cm,
 - Górny blat: 30 x 57 cm,
 - 3 półki: 54 x 50 cm,
- Maksymalny udźwig: 140 kg,
- Waga: 75 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

