



Wózek endoskopowy (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Wyposażony w:**
 - Górny obrotowy blat (360°) na monitor o wymiarach: 45 x 40 cm,
 - Wysuwaną półkę na klawiaturę o wymiarach: 35 x 39 cm,
 - 4 półki o wymiarach: 44 x 45 cm,
 - Szufladę o wymiarach: 35 x 34 cm,
 - Panel boczny na przewody zasilające,
 - Włącznik zasilający na panelu bocznym,
- Wykonany ze stali malowanej proszkowo,
- Mobilny na 4 kółkach o średnicy 12 cm w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Przewody zasilające (4 szt.),
- Wymiary ogólne: 56 x 61 x 147 cm,
- Waga: 55 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

