



Nyktometr RODENSTOCK R30 nykto (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Zalety i cechy produktu:**
 - Prosta i szybka obsługa,
 - Mała i kompaktowa obudowa,
 - Nowoczesne i precyzyjne rozwiązania technologiczne,
 - Zestaw badań dla medycyny pracy,
 - Kompleksowe badania dla kierowców,
 - Innowacyjne rozwiązania.
 - Testy ostrości wzroku dla widzenia do dali i do bliży,
 - Standaryzowane testy dla kierowców i Ishichara,
 - Test pediatryczny z pojedynczym optotypem,
 - Test Matsubara,
 - Testy widzenia zmierzchowego z olśnieniem i bez,
 - Przenośny i łatwy w użyciu,
 - Łatwa obsługa za pomocą 7-calowego tabletu,
 - Torba transportowa,
- **Dane techniczne:**
 - **BADANIA:**
 - Odległość testowa: 33 cm, 40 cm, 57 cm, 100 cm, bez ograniczeń,
 - Rozmiar pola testowego: 5°,
 - Fotopieczna jasność pola testowego: 120 cd/m,
 - Test jasność pola mezopowego bez odbłasków: 0.032 cd/m,
 - Test jasność pola mezopowego z odbłaskiem: 0.1 cd/m,
 - **OCHRONA:**
 - Poziom ochrony: EMVG / DIN EN 60601-1,
 - Klasa ochrony: MPG 1,
 - **WYMIARY I WYMAGANIA ELEKTRYCZNE:**
 - Wymiary WDH: Około. 265 x 330 x 460 mm,
 - Waga: Około. 9,8 kg,
 - Napięcie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Znamionowe napięcie wejściowe: 230 V, 50/60 Hz,
 - Pobór energii: 40 VA,
 - Natężenie olśnienia: 0.35 lx,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące

