



Ogrzewacz pacjenta WARM TOUCH NELLCOR 501-5900 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nellcor WarmTouch** to konwekcyjny system ogrzewania powietrzem, który zapewnia pacjentom ciepło i minimalizuje powikłania pooperacyjne oraz czas rekonwalescencji. Zapewniają lekarzom wygodny i ekonomiczny sposób utrzymywania temperatury pacjenta przed, w trakcie i po operacji,
- Nagrzewa się do 38°C w zaledwie 30 sekund,
- Ustawienie wzmocnienia dla pacjentów potrzebujących szybkiego, krótkotrwałego ogrzewania,
- Wysoki przepływ powietrza 55 CFM,
- Filtr HEPA redukujący cząsteczki unoszące się w powietrzu,
- Poziom hałas: mniej niż 55 dB,
- Cztery ustawienia temp.: 32°C, 38°C, 43°C, 45°C,
- **W zestawie:**
 - Nowy wąż do ogrzewania,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 41 x 28 x 38 cm,
- Waga: 8 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

