



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG ALOKA PROSOUND SSD-3500SX (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1000 VA,
- **ALOKA Prosound SSD-3500SX** oferuje wyraźne obrazowanie, dużą wszechstronność, przyjazną dla użytkownika konstrukcję i kompleksowe zarządzanie danymi,
- **Specyfikacja:**
 - Ekran LCD 15",
 - 3 aktywne porty głowic,
 - Uchwyty transportowe,
 - Wbudowana w panel sterowania klawiatura alfanumeryczna,
 - Wbudowane głośniki,
 - Port USB 2.0,
 - Zaawansowane funkcje pomiaru/raportu,
- Tryby obrazowania:
 - M,
 - B,
 - D,
 - B/B,
 - B/M,
 - B/D,
 - Harmonic,
 - Flow,
 - Power Flow,
 - 2D, 3D
 - Color Doppler,
 - Power Doppler,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku (PDF),
 - Głowica endowaginalna UST9124 N,
 - Głowica objętościowa ASU-1009,
 - Głowica konweksowa UST-9123 N,
 - Głowica liniowa UST-5524-7.5,
 - Videoprinter Mitsubishi P93,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 48 x 80 x 150 cm,
- Waga: 125 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

