



Płyta chłodząca laboratoryjna RA LAMB E66/3 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 450 W,
- **LAMB E66** to prosta oraz wydajna laboratoryjna płyta chłodząca, idealnie nadaje się do schładzania bloczków parafinowych.
- Wymiary płyty: 37 x 29,5 cm,
- Cyfrowy wyświetlacz,
- Zakres regulacji temperatury schładzania od 0° do -10°,
- Posiada wysuwaną szufladę o wymiarach: 37 x 30 x 3 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 38 x 61 x 25 cm,
- Waga: 20 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

