



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny/Fotel laryngologiczny RINI RIEYE MK1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwedzkiej,
- Zasilanie akumulatorowe: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12V 2,9 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Stół operacyjny RINI** został zaprojektowany tak aby zapewnić najlepszy możliwy komfort, ergonomię, wytrzymałość i praktyczny design, aby sprostać wymaganiom codziennej pracy. Ma szerokie zastosowanie i może być używany stacjonarnie na sali operacyjnej lub jako jednostka mobilna. Konstrukcja RiEye zapewnia chirurgowi i personelowi asystującemu dużą swobodę ruchu wokół głowy pacjenta, dlatego doskonale nadaje się on do operacji oczu, uszu, nosa, gardła czy zębów.
- **Elektryczna regulacja za pomocą pilota przewodowego:**
 - Wysokości siedziska w zakresie: 58 – 78 cm,
 - Kąta nachylenia oparcia i podparcia nóg w zakresie: 11°-83° i 11°-45°,
- **Wyposażony w:**
 - Szyję na dodatkowe akcesoria,
 - Regulowany wysuwany zagłówek,
 - Pozycję Trendelenburga (18° w tył od pozycji poziomej) – funkcja uruchamiana ręcznie (działa również w przypadku awarii zasilania),
 - 3 programowalne pozycje na pilocie,
 - Wyłącznik awaryjny,
 - Podstawa metalowa malowana proszkowo,
 - Cztery podwójne koła,
 - Hamulec centralny wraz z opcją jazdy kierunkowej,
- **W zestawie:**
 - Ładowarka 24V z przewodem zasilającym,
- Wymiary: 85 x 130 x 150 cm,
- Maksymalny udźwig: 200 - 250 kg,
- Waga: 125 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

