



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Liposukcja wodna BODY-JET (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2010 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **BODY-JET** to nowatorska metoda, pozwalająca na trwałe usunięcie zbędnej tkanki tłuszczowej w obrębie całego ciała. Wykorzystuje nowoczesną metodę liposukcji strumieniem wodnym (WAL: water-jet assisted liposuction). Technika WAL stosowana w urządzeniu Body-Jet® stanowi przełom w dotychczasowej procedurze liposukcji, takiej jak liposukcja brzucha lub liposukcja kolana. Skupiony strumień wody oddziela tkankę tłuszczową od tkanki włóknistej oraz mięśni, nie naruszając przy tym w sposób znaczący ciągłości tych struktur.
- Zastosowanie techniki WAL sprawia, iż zabieg Body-Jet jest znacznie mniej inwazyjny niż klasyczna liposukcja, a nawet liposukcja laserowa. Zawartość krwi oraz innych płynów w odesanym tłuszczu jest znikoma ok. 1-3% - dla porównania płyny odczynowe po klasycznej liposukcji stanowią nawet 40%. Stosując tę innowacyjną technikę możemy również zaobserwować znacznie mniejszy obrzęk, który zwykle towarzyszy tego typu zabiegom. Dzięki temu Pacjent bezpośrednio po zabiegu liposukcji widzi efekt, a mały obrzęk ułatwia precyzyjne wymodelowanie sylwetki.
- **Menu w języku: angielskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **Możliwość doposażenia w aplikatory jednorazowe za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Zestaw kaniul (11 szt.),
 - 2 słoje firmy Serres o pojemności 3 litrów każdy,
 - Załącznik nożny (2 szt.),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 53 x 55 x 179 cm,
- Waga: 47 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

