



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Inkubator DRAGER ISOLETTE C2000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji amerykańskiej ,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **DRAGER Isolette C2000** jest inkubatorem noworodkowym zapewniającym wysoki poziom termoregulacji i idealne mikro-środowisko dla rozwoju noworodków,
- **Wyposażony w nowy materacyk z atestem medycznym w kolorze kremowym,**
- **Posiada wbudowane systemy:**
 - Utrzymania stałej temperatury,
 - Regulacji wilgotności powietrza,
 - Alarmowy,
- **Wyposażony w:**
 - 6 otworów pielęgnacyjnych ułatwiających dostęp do pacjenta,
 - Pojemnik na wodę destylowaną,
 - Wysuwaną tacę,
 - 1 schowek,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Uszczelka przepustowa na przewody i dreny - 10 szt.,
 - Gniazdo do podłączenia dwóch czujników temperatury skóry (brak czujników w zestawie),
 - Foliowany panel sterowania,
 - Możliwość wyboru menu w języku: PL, NR, PA, PT, JP, IT, SP, DE, FR, EN, SW, FN, GR, CZ , SL,
 - Gniazda sieciowe do podłączenia dodatkowych urządzeń - 6 szt.,
 - Wbudowaną wagę,
- **Specyfikacja:**
 - Płynna manualna zmiana kąta nachylenia leża do pozycji Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga w zakresie 12°,
 - Możliwość regulacji wilgotności powietrza w komorze w zakresie: 30 - 95 %,
 - Temperatura powietrza: 20 - 37° C,
 - Temperatura skóry: 34 - 37 ° C,
 - Ciśnienie: 40 - 150 psi,
 - Tlen: 20 - 65%,
 - Czas nagrzewania: < 35 min,
 - Przepływ świeżego powietrza: 30 L / min,
 - Poziom hałasu wewnątrz komory: < 47 dB,
- Mobilny na 4 kółkach o Ø 12 cm, wszystkie z hamulcami,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Czujnik temperatury ciała Drager,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Materacyk: 37 x 72 x 2 cm,
 - Komora: 45,5 x 83,5 x 49 cm,
 - Ogólne: 70 x 105 x 140 cm,
- Waga: 79kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesięcy na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

