



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw kasetowy SCICAN STATIM 5000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji kanadyjskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 6 A,
- **STATIM 5000** to podręczny autoklaw dla szpitali oraz gabinetów medycznych wielu specjalności, świetnie sprawdza się w błyskawicznej sterylizacji narzędzi okulistycznych, chirurgicznych, endodontycznych oraz innych delikatnych instrumentów,
- **Specyfikacja:**
 - **Cztery programy sterylizacji:**
 - Narzędzia nieopakowane – 3,5/6/18 min, 134 C° – 0,22 Mpa,
 - Narzędzia opakowane – 6/10 min, 134 C° – 0,22 Mpa,
 - Materiały (narzędzia) z tworzywa sztucznego – 15/30 min, 121 C° – 0,11 Mpa,
 - Program dodatkowego suszenia,
 - **Wbudowana drukarka termiczna:**
 - Druk: 20 znaków w linii,
 - Prędkość druku: 1 linia na sekundę,
 - Pojemność rolki papieru: 80 cykli sterylizacji,
 - **Elektroniczny wyświetlacz,**
- **Menu w języku polskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Zbiornik na wodę,
 - 1x kasetę,
 - 1x filtr biologiczny,
- Wymiary:
 - Wymiary autoklawu z kasetą: 41,5 x 62 x 20 cm,
 - Wymiary kasety: 18 x 38 x 6,5 cm, (5L),
- Waga: 33 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

