



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stojak na kroplówkę FRESENIUS KABI (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2018 r.),
- Specyfikacja:
 - Wyposażony w 5 kółek (4 hamujące),
 - 6 uchwytów wieszaka (1 boczny),
 - Regulacja wysokości w zakresie: 50 cm,
 - Możliwość obrotu wieszaka w zakresie 360°,
- Wymiary:
 - Wysokość w najniższym położeniu: 175 cm,
 - Wysokość w najwyższym położeniu: 224 cm,
 - Regulacja wysokości w zakresie: 50 cm,
 - Szerokość wieszaka: 57 cm,
 - Szerokość podstawy wieszaka: 70 x 70 cm,
- Waga: 11 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

