



Diatermia chirurgiczna LANCETRON GT-55 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 VA,
- Specyfikacja techniczna:
 - Płynna regulacja mocy,
 - Cięcie monopolarne,
 - Koagulacja monopolarna,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewód elektrody neutralnej,
 - Przewód elektrody monopolarnej z uchwytem ERBE - trzonek 4mm,
 - Złącznik nożny,
- Wymiary: 31 x 24 x 11 cm,
- Waga: 4.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

