



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do leczenia suchego oka EYE-LIGHT (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej, (2018 r.),
- **Aparat pracował tylko 107 godzin,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Ekskluzywne i opatentowane technologie optymalizujące wykorzystanie energii światła i ciepła,
- OPE to opatentowana technologia szerokiego spektrum światła, która wyklucza wszystkie emisje nieistotne dla leczenia. Opiera się na wysoce konfigurowalnej technologii, zdolnej do optymalizacji stymulacji i regeneracji tkanek,
- Dzięki opatentowanemu i unikalnemu modułowi chłodzącemu nie używamy żelu, dzięki czemu zabieg jest prostszy, szybszy i tańszy,
- Wysoce intuicyjne oprogramowanie pozwala operatorowi na optymalną i bezpieczną pracę już od pierwszego zabiegu, z automatyczną regulacją mocy i czasu trwania każdego impulsu świetlnego.
- **LIGHT MODULATION - TERAPIA ŚWIATŁEM LLLT / NISKIEGO POZIOMU:**
 - LIGHT MODULATION® to opatentowana technologia fotobiomodulacji (PBM), silny wzmacniacz metabolizmu, który stymuluje produkcję ATP (trifosforanu adenozyne) w celu zwiększenia działania komórkowego i podkreślenia aktywności komórek,
 - Matryca emitująca diody LED wyzwala endogenne ciepło powiek, bezpośrednio stymulując normalizację gruczołów i wspierając termiczne oddziaływanie działania technologii OPE,
- **LIGHT MODULATION:**
 - Dzięki emisji światła LED o dużej mocy wyzwalane jest endogenne ciepło obu powiek, co przyczynia się do stabilizacji i zwiększenia lipidowego płaszcza łzowego,
- **SYNERGIA:**
 - Synergia pomiędzy dwiema technologiami medycznymi optymalizuje leczenie patologii związanych z suchym okiem,
- **PROTOKÓŁ OKO-ŚWIATŁO:**
 - Leczenie łagodzi objawy patologii już po kilku godzinach,
 - Dzięki synergii obu technologii, gruczoły Meiboma wznowiają produkcję lipidów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oka,
 - Nie jest bolesny, trwa kilka minut i pozwala na natychmiastowy powrót do normalnej aktywności,
 - Już po kilku godzinach od zabiegu można zauważyć poprawę funkcjonowania gruczołów Meiboma,
- **Modułowy ekran przesiewowy:**
 - Technologie obrazowania: obrazowanie 3D, obrazowanie w podczerwieni,
 - Czas badania: zwykle kończy się w ciągu 5 minut,
 - Integracja: integracja testów Meiboscale i OSDI-6 w celu kompleksowej oceny,
 - Oprogramowanie: Zbudowane przy użyciu złożonych algorytmów matematycznych do dokładnej analizy przesiewowej,
 - Interfejs użytkownika: Intuicyjny i operator -przyjazny interfejs dla łatwości użytkowania,
- **Laptop operatora Lenovo:**
 - Laptop i 10.1-calowy tablet w jednym, dzięki odłączanej klawiaturze zapewniają większe możliwości,
 - Intel Atom x5-Z8350,
 - Pamięć eMMC o pojemności 64 GB,
 - System: Windows 10,
- Aparat umieszczony na mobilny wózku z 4 kółkami w tym 2 z hamulcem,
- Wbudowany koszyk na okablowanie,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Okulary operatora,
 - Okulary pacjenta,
 - Moduł świetlny lampy ocznej + głowica,
 - Maski pacjenta zabiegowa z modułem świetlnym,
 - Maski pacjenta po zabiegowej z modułem świetlnym (również do usług dermatologicznych),
 - Laptop/tablet operatora,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

