



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator noworodkowy DRAGER BABYTHERM 8010 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **DRAGER Babytherm 8010** jest stanowiskiem intensywnej terapii noworodkowej, przeznaczonym do terapii cieplnej zarówno dzieci urodzonych w terminie, jak i wcześniaków,
- Urządzenie może być stosowane na salach operacyjnych, oddziałach noworodkowych, oddziałach dziecięcych, oddziałach położniczych i pediatrycznych oddziałach intensywnej terapii. Urządzenie może być obsługiwane przez personel kliniczny lub personel pielęgniarstwa pod nadzorem lekarza,
- Zadaniem Babytherm jest zapewnienie noworodkowi optymalnego środowiska termo-neutralnego, czyli niedopuszczenie do stresu termicznego wynikającego z przegrzania lub wyziębienia,
- Ceramiczne elementy ogrzewające oraz specjalne złote reflektory zapewniają równomierne ogrzewanie całej powierzchni materacyka, dzięki czemu noworodek zawsze będzie prawidłowo ogrzewany, niezależnie od ułożenia na materacyku,
- Zintegrowany podgrzewany materac żelowy zapewnia efektywne i stałe ogrzewanie dziecka,
- Możliwość jednoczesnej obserwacji temperatury centralnej oraz obwodowej zapewnia przejrzystą informację o stabilności temperatury pacjenta, co ułatwia szybkie wykrywanie stresu termicznego,
- Integracja informacji ze wszystkich urządzeń medycznych na stanowisku opieki zapewnia najwyższą optymalizację pracy dzięki minimalizacji błędów, oraz oszczędności czasu podczas prowadzenia podstawowych procedur,
- Mechanizm SmartSWIVEL zapewnia ciągłe równomierne ogrzewanie pacjenta, również po odsunięciu promiennika w celu poszerzenia pola dostępu do pacjenta. W rezultacie dziecko nie jest narażone na stres związany z wychłodzeniem podczas wykonywania np. zdjęć RTG lub innych procedur wymagających wolnej przestrzeni bezpośrednio nad łóżeczkiem,
- Dwa czujniki zapewniają precyzyjny pomiar temperatury skóry również w czasie kangurowania,
- Oświetlenie robocze wyposażone jest w tryb dzienny oraz nocny. Dwa poziomy jasności zapewniają prawidłowe oświetlenie łóżeczka o każdej porze,
- **Inkubator wyposażony w:**
 - **Jednostkę sterującą:**
 - Umieszczona bezpośrednio pod promiennikiem, jest dostępna z dowolnej strony inkubatora, dzięki czemu zmiana ustawień jest wyjątkowo łatwa i wygodna,
 - Informacje wyświetlane, są na dużym, jasnym wyświetlaczu cyfrowym, widocznym z każdej strony,
 - Zrozumiałe komunikaty alarmowe wyświetlane na panelu sterowania pozwalają na szybkie usunięcie przyczyny alarmu,
 - Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER,
 - Promiennik z możliwością obrotu bocznego wraz z automatycznym przechyłem,
 - Precyzyjną wagę DRAGER SCALE umieszczoną pod jednostką sterującą o dopuszczalnej wadze pacjenta do 8 kg,
 - Lampkę sygnalizacyjną, która pozwala na szybkie zlokalizowanie alarmującego inkubatora,
 - Elektryczną regulację wysokości inkubatora za pomocą załączników nożnych w zakresie 30 cm,
 - Dwie dostępne szafki obrotowe o wymiarach: 32 x 32 x 12 cm wraz z obrotową półką o dopuszczalnym obciążeniu max. 3 kg,
 - Wieszak z 3 uchwytyami na pojemniki z płynami wraz z regulacją wysokości w zakresie 48 cm,
 - 6x śluzka dopuszczająca okablowanie czujników oraz wężyków do środka inkubatora,
 - Uchylna jednostronnie górna część pokrywy umożliwiająca bezpośredni kontakt z noworodkiem,
 - Mechanizm z dźwignią umożliwiający obustronne ułożenie pozycji trendelenburga w zakresie 20°,
- Mobilny na 4 kółkach z wbudowanym hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - 2 x przewód zasilający,
 - Materacyk żelowy wielokrotnego użytku,
 - Dwa czujniki temperatury,
- Wymiary:
 - Ogólne: 130 x 70 x 190/220 cm,
 - Materacyk: 72 x 48 cm,
- Waga: 135 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

