



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny FAMED ŻYWIEC SZ-01 (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Famed SZ-01** jest stołem, którego prosta i wytrzymała konstrukcja pozwala na zastosowanie również poza salą operacyjną,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Wyposażony w:**
 - Podgłówek specjalistyczny mocowany na szynę umieszczoną nad segmentem pleców o wyprofilowanym łuku,
 - Zdejmowany, dzielony segment nóg poszerzający wachlarz możliwości zabiegowych,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu, w tym jedną nad segmentem głowy,
 - Blokadę regulacji kąta oparcia segmentu pleców,
 - Dwa wygodne uchwyty po obu stronach segmentu głowy do wygodnego prowadzenia stołu, w tym jeden do ustawienia stołu w pozycji Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga,
- Hydrauliczne sterowanie wysokością leża za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 81 - 106 cm,
- **Płynna, manualna regulacja kąta nachylenia leża oraz poszczególnych jego segmentów za pomocą dźwigni sprężyn gazowych:**
 - Zmiana kierunku leżenia pacjenta względem kolumny stołu: pozycja Trendelenburga w zakresie 25° oraz anty - Trendelenburga w zakresie 12°,
 - Segmentu:
 - Pleców: (-40)° / 0° / 80°,
 - Nóg (dzielonego): (-90)° / 0° / 15°,
- Regulacja wysokości leża w zakresie: 23 cm,
- Możliwość odwiedzenia obu elementów dzielonego segmentu nóg w zakresie 0 - 90°,
- Przezierny dla promieniowania X - RAY,
- Przystosowany do ramienia C,
- Mobilny, na kołach o Ø 12.5 cm z centralnym hamulcem,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- Wymiary:
 - Leża: 55 x 202 x 5 cm,
 - Ogólne: 200 x 56 x 81/106 cm,
- Maksymalny udźwig: 160 kg,
- Waga: 117 kg,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

