



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel zabiegowo-kosmetyczny (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze białym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Idealny do klasycznych zabiegów kosmetycznych,
- **Elektryczna regulacja góra/dół za pomocą pilota w zakresie: 64 - 84 cm,**
- Podłokietniki regulowane automatycznie wraz z kątem nachylenia oparcia,
- **Manualna regulacja w zakresie:**
 - Oparcie: 5° / 55°,
 - Podnóżka: 0° / - 34°,
- **Zdejmowany podglówek,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Pilot sterujący góra/dół,
- Wymiary:
 - Zagłówek: 40 x 25 x 6 cm,
 - Oparcie: 61 x 70 x 11 cm,
 - Siedzisko: 61 x 51 x 11 cm,
 - Podnóżek: 60 x 62 x 12 cm,
 - Podłokietniki: 10 x 73 x 6 cm,
 - Długość w pozycji leżącej: 185 cm,
 - Szerokość: 85 cm,
 - Wysokość: 125/137 cm,
 - Podstawa: 57 x 106,5 x 24 cm,
- Waga: 65 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

