



Insuflator OLYMPUS UCR (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej, (2012)
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 VA,
- **Insuflator OLYMPUS UCR** zwiększa komfort pacjenta podczas i po kolonoskopii,
- Dwutlenek węgla jest absorbowany przez organizm 150 razy szybciej niż powietrze,
- Łatwa obsługa za pomocą jednego przycisku,
- Wyświetlacz poziomu ciśnienia,
- Dostępne trzy ustawienia kontrolowanego przepływu powietrza,
- Max, ciśnienie zasilania: 45 kPa,
- **Możliwość doposażenia za dodatkową opłatą w widoczne na ostatnim zdjęciu:**
 - Butelkę na wodę (Olympus MAJ-902),
 - Rurkę gazową (Olympus MAJ-1741),
- **W zestawie:**
 - Wąż do butli CO₂,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 12,5 x 30 x 15 cm,
- Waga: 5 kg,
- **Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,**
- **Gwarancja:**
 - **6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,**
 - **3 miesiące na rynek międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

