



Kozetka lekarska METALOWIEC (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Kozetka METALOWIEC** przeznaczona do masażu suchego lub innych zabiegów leczniczych w szpitalach, sanatoriach i innych jednostkach służb zdrowia,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową,
 - Leże i wezgielowie z płyty wiórowej pokrytej pianką poliuretanową obszyte materiałem zmywalnym,
 - Leże dwusegmentowe,
 - Płynna manualna regulacja kąta nachylenia podgłówek,
 - Możliwość regulacji w zakresie:
 - Regulacja kąta podgłówek: - 60° / 0 / 45 °,
 - Wieszak na papier,
- Wymiary:
 - Zagłówek: 56 x 42 x 4.5 cm,
 - Segment ciała: 56 x 140 x 4.5 cm,
 - Długość całkowita: 185 cm,
 - Wysokość: 52 cm,
- Waga: 15 KG,
- Kat 02,
- **Kozetka posiada ślady użytkowania które nie wpływają na komfort użytkowania,**
- **Possiaa aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

