



Ogrzewacz płynów infuzyjnych KANMED 1002 (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwedzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1200 W,
- Specyfikacja techniczna:
 - Zakres regulacji temperatury: 32°C - 42°C,
 - Wyposażona w 5 półkę wysuwanych na prowadnicach,
 - Cyfrowy wyświetlacz temperatury,
 - Pojemność: ok 204 litrów,
 - Mobilny na 4 kółkach (2 hamujące)
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Półek: 52,5 x 51 x 2,5 cm,
 - Gabaryt komory: 56 x 51,5 x 70 cm,
 - Gabaryt ogólny: 66 x 86 x 104 cm,
- Waga całkowita: 100 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

