



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG MORTARA ELI 280 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator 12 V 7 Amp,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Kompaktowy i lekki **APARAT EKG ELI 280** z panelem dotykowym, ELI 280 zapewnia pełną funkcjonalność w formie urządzenia przenośnego. Prosty w obsłudze aparat ELI 280 został zaprojektowany, aby sprostać zaawansowanym wymaganiom w zakresie badań EKG,
- Wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 10.1" z wygodnym panelem dotykowym do kontroli 12-odprowadzeniowego EKG, a po rejestracji do podglądu przed wydrukiem,
- Możliwość wyboru bezprzewodowej lub tradycyjnej akwizycji sygnału EKG,
- Funkcja BEST 10: automatyczny wybór najlepszych 10 sekund zapisu EKG z wewnętrznego bufora pamięci,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Ilość odprowadzeń do EKG: 12,
 - Wyświetlacz: 10.1",
 - Częstotliwość (Hz): od 0.05 do 300,
 - Praca w trybie Auto lub Manual,
 - Detekcja stymulatora serca,
 - Wyświetlacz graficznym,
 - Interfejs komunikacyjny: LAN,
 - Rodzaj papieru do wydruku: papier termiczny formatu A4 (210 mm); składanka 250 stron,
 - Wydruk w trybie ręcznym: 3, 6, 8 lub 12 kanałów z konfigurowalną grupą odprowadzeń,
 - Wersja oprogramowania: V2.3.1.0,
- Aparat EKG znajduje się na mobilnym wózku służącym do swobodnego przemieszczania aparatu z oprzyrządowaniem,
- Wózek mobilny wyposażony w 4 kółka hamujące oraz mocowany wieszak na przewody,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, IT, ES, DE, FR, PA, DA, PL, SK, HU, CS, TR, LV, RO, NR, CN, KO, RU,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
 - Wieszak na okablowanie,
 - Elektrody SKINTACT EKG,
- Wymiary:
 - Aparatu: 40 x 43 x 10 cm,
 - Wózka: 40 x 72 x 90 cm,
 - Pojemnika na akcesoria: 25.5 x 36 x 12.5 cm,
 - Całkowite: 40 x 72 x 100 cm,
 - Wysokość wieszaka na okablowanie: 57 cm,
- Waga: 24 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

