



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia krótkofalowa UNIPHY PHYACTION PERFORMA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 64 W,
- **UNIPHY PHYACTION PERFORMA** jest diatermią krótkofalową stosowaną w celu podniesienia temperatury tkanek i wywarcia efektu terapeutycznego,
- Łatwa i intuicyjna obsługa,
- Aplikatory umieszczone na stabilnych, przegubowych masztach regulowanych w wielu płaszczyznach,
- Równomierne ogrzewanie sprawia, że leczenie jest bardzo komfortowe dla pacjentów,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - 2 kanały wejściowe,
 - 2 aplikatory:
 - 100 W
 - 200 W,
 - Częstotliwość fal emitujących (F): 27,12 MHz,
 - Częstotliwość impulsów: 50, 100, 200, 400, 800 Hz,
 - Szerokość impulsów (czas trwania): 20, 40, 65, 100, 200, 400 µs,
- Foliowany panel sterowania,
- Mobilna na 4 podwójnych kółkach w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 45 x 52.5 x 86 cm,
- Waga: 25 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

