



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser LUMENIS ULTRAPULSE CO2 ENCORE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji izraelskiej, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- UltraPulse izraelskiej marki Lumenis to laser CO2 o długości fali 10 600nm, który działa na bardzo głębokich warstwach skóry, dzięki czemu może być wykorzystywany w łatwo poddających się leczeniu zmian skórnych, tych bardziej skomplikowanych i wymagających oraz dzięki precyzji jest także skuteczny w przypadku delikatnych miejsc tj. okolice oczu,
- Technologia wykorzystana w laserze UltraPulse umożliwia uzyskanie najkrótszych impulsów na poziomie energii oraz szybką i precyzyjną koagulację i ablację tkanek przy stałej fluencji,
- **Zastosowanie lasera :**
 - Blizny, w tym blizny podrażnikowe, blizny przerostowe, zanikowe oraz keloidy,
 - Rozstępy,
 - Wiotka skóra pozbawiona napięcia i jędrności,
 - Cera wymagająca zagęszczenia,
 - Zmarszczki,
 - Przebarwienia i nierówny koloryt cery,
 - Rhinophyma – guzowaty przerost nosa występujący w trądziku różowatym,
 - Łagodne zmiany skórne,
- **Laser pracuje w 3 trybach :**
 - SurgiTouch + (Estetyka, Laryngologiczny, Ginekologiczny, Neurologiczny),
 - UltraPulse,
 - CW,
- **W trybie estetycznym laser można łatwo dostosować do problemu pacjenta:**
 - DeepFX (blizny potrądzikowe, rozstępy i zmarszczki),
 - PigmentFX (leczenie przebarwień),
 - ActiveFX/MaxFX (drobne i mocne linie, tekstura i dyschromia)
 - TotalFX (resurfacing połączenia powierzchniowego i głębokiego lasera),
 - ScaarFX (leczenie głębokich blizn i zmian) dodatkowy moduł wgrany w systemie ,
 - IncisionFX (precyzyjne wycinanie zmian skórnych),
- **Menu w języku: angielski,**
- **W zestawie:**
 - **Główce zabiegowe lasera:**
 - CPG,
 - Active FX,
 - IncisionFX 0.2mm,
 - IncisionFX 1mm,
 - Okulary: 4 pary,
 - Soczewki zapasowe do głowicy DeepFX - 3 szt,
 - Tipy do głowicy DeepFX 8 szt.,
 - Pochłaniacz Buffalo (pochłania powietrze - bez filtra),
 - Oczyszczacz zewnętrzny do głowicy DeepFX 1szt (emituje powietrze aby nic nie osadzało się na głowicy w trakcie pracy),
- Wymiary całkowite: 34 x 51 x 100 cm,
- Waga: 128 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

