



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa szczelinowa LUMENIS SL-990 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 6 V / 20 W,
- **LUMENIS SL990** jest lampą szczelinową służącą do badania struktur oka,
- Charakteryzuje się wieloma antyrefleksyjnymi warstwami, co poprawia rozdzielczość optyczną i kontrast,
- Specyfikacja techniczna:
 - Korekta okularu: (-5) / 0 / 5,
 - Zmiana powiększenia: skokowa,
 - Powiększenia: 10, 16,
 - Punkt fiskalny,
 - Regulacja:
 - Obrotu szczeliny w zakresie 180°,
 - Obrotu źródła światła w zakresie 180°,
 - Płynna regulacja napięcia źródła światła,
 - Podbródka pacjenta w zakresie 6.5 cm,
 - Rozstawu okularów,
- **Posiada następujące filtry:**
 - Niebieski,
 - Czerwony,
 - Filtr przezroczysty,
 - Filtr szary,
 - Filtr zielony,
- **Lampa szczelinowa na mobilnym stoliku:**
 - Z możliwością regulacji wysokości w zakresie:
 - 68 – 93 cm,
 - Na 4 kółkach (2 hamujące),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 80 x 38 x 136 cm,
- Waga: 42.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

