



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowa kamery OLYMPUS OTV S7PRO HD 12E (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- **Olympus OTV - S7 PRO** jest głową kamery, która dzięki formatowi 1080/50i PAL zapewnia wysoką rozdzielczość i niezwykle dokładne obrazowanie,
- Obrazowanie wąskopasmowe (**NBI**) to technologia optycznego wzmacniania obrazu, która poprawia widoczność naczyń i innych tkanek na powierzchni błony śluzowej. Technologia ta wykorzystuje różnice we właściwościach pochłaniania i odbijania światła przez krew i tkanki otaczające naczynie krwionośne, co ułatwia obrazowanie naczyń włosowatych, które kontrastują z otaczającą je błoną śluzową,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Powiększenie 1.2x,
 - Obraz może być powiększony do 1,5 x w stosunku do oryginalnego rozmiaru przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu HD,
 - Posiada wybudowane 3 przełączniki, które umożliwiają zaprogramowanie często używanych funkcji, takich jak elektroniczny zoom i przechwytywanie obrazu, dla wygodnego zdalnego sterowania,
 - Szczelna obudowa głowy kamery zapobiega zamgleniu soczewek po sterylizacji parowej,
 - System przetwornika: Półprzewodnikowy przetwornik obrazu CCD Typu Interline,
 - Odległość ogniskowa (f): 15,8 - 31,3 mm,
- **W zestawie:**
 - Pojemnik OLYMPUS do sterylizacji,
- Wymiary:
 - Głowy kamery: 11 x 6,5 x 4 cm,
 - Długość przewodu: 4 m,
 - Pojemnika do sterylizacji: 48 x 23 x 9 cm,
- Waga: 0.5 KG
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



