



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006


[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Respirator karetkowy DRAGER OXYLOG 1000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Respirator Oxylog 1000** przeznaczony jest do wentylacji pacjentów w nagłych wypadkach. Zaprojektowany do użycia w terenie, Oxylog 1000 jest jednym z najbardziej wielostronnych urządzeń tego rodzaju, odznaczając się intuicyjną obsługą, wytrzymałością oraz mobilnością,
- Respirator posiada alarmy optyczne i akustyczne kontrolujące zarówno ciśnienie w drogach oddechowych jak i ciśnienie zasilania, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta,
- Zasilanie wszystkich funkcji aparatu jest pneumatyczne, dlatego też respirator jest niezależny od źródła zasilania prądem. Dzięki swojej konstrukcji urządzenie Oxylog 1000 odznacza się niezwykle niezawodnością, która jest tak istotna, aby stawić czoła trudnym warunkom towarzyszącym wentylacji ratunkowej,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Wbudowany manometr: od -10 do 80 mbar,
  - Wskaźnik PV - ciśnienie zasilające,
  - Częstotliwość wentylacji (Freq): 5 - 35 1/min,
  - Objętość minutowa (MV): 3 - 20 l/min,
  - Maksymalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmax): 25 - 55 mbar,
  - Przełącznik mieszania: 100% O<sub>2</sub> lub 60% O<sub>2</sub>,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Wąż oddechowy pacjenta z zastawką,
  - Wąż tlenowy zasilający,
- Wymiary: 22 x 21 x 12.5 cm,
- Waga: 3.3 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

**OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**



PRAYSTON