



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kaseta okulistyczna OPTA KATOWICE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Kaseta okulistyczna** jest zestawem soczewek o różnej mocy, które wraz z oprawą próbną służą do badania wzroku oraz doboru odpowiednich okularów,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - 26 par soczewek sferycznych o mocy dodatniej i ujemnej:
 - 0,25 D – 3,00 D, z krokiem co 0,25 D,
 - 3,50 D – 5,00 D, z krokiem co 0,50 D,
 - 6,00 D – 10,00 D, z krokiem co 1,00 D,
 - 10,00 D – 12,00 D, z krokiem co 2,00 D,
 - 13,00 D – 14,00 D, z krokiem co 1,00 D,
 - 16,00 D – 20,00 D, z krokiem co 4,00 D,
 - 12 par soczewek sferycznych o mocy dodatniej i ujemnej:
 - 0,50 D – 2,00 D, z krokiem co 0,25 D,
 - 2,50 D – 5,00 D, z krokiem co 0,50 D,
- **W zestawie:**
 - Oprawa próbna:
 - Posiada miejsca na 3 pary soczewek,
 - Średnica pasującej soczewki: Ø 38 mm,
 - Regulacja rozstawu,
- Brak 4 filtrów,
- Wymiary całkowite: 50 x 29 x 7.5 cm,
- Waga: 2.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

