



Stolik okulistyczny HAAG-STREIT BERN (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej,
- Stolik okulistyczny z manualną regulacją wysokości to elegancko i solidnie wykonany stolik pod urządzenia do badania wzroku takie jak np. lampa szczelinowa, auto-refraktometr, tonometr, perymetr itp.
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Stolik mobilny na 4 kółkach (2 hamujące),
 - Manualna regulacja w zakresie: 76 - 90 cm,
 - Wysuwana szuflada,
- Wymiary:
 - Całkowite: 54 x 35 x 76 / 90 cm,
 - Wysuwana szuflada: 13 x 31 cm,
- Waga: 41 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

