



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia krótkofalowa EMS MEDI-LINK (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 VA,
- Posiada moduł interferencyjny, ultradźwiękowy, medi-wave,
- Częstotliwość fal emitujących: F= 27,12 MHz,
- Moc szczytowa: 0 do 50 W,
- Częstotliwość powtarzania impulsów: od 5 do 400 Hz,
- Szerokość impulsu: od 20 do 400 µs,
- Czas trwania zabiegu od 0 do 30 min.,
- Wbudowany wyświetlacz: 240 x 128 pixeli,
- Foliowany dotykowy panel sterowania,
- Całość umieszczona na stoliku mobilnym:
 - Stolik posiada wysuwany blat o wymiarach: 23 x 26,
 - Szufladę o wymiarach: 19 x 24,5 x 13 cm,
- Kosz siatkowy o wymiarach: 54 x 29 x 10 cm,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, FR, DE,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Głowica laserowa 1.1 / 3.3 MHz – obszar krystalizacji: 0.79 cm²,
 - Głowica LED,
 - Przewody 2-biegunowe (2 szt.) oraz przewód 4-biegunowy (**brak elektrod w zestawie**),
- Wymiary: 60 x 37 x 100 cm,
- Waga: 25 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

