



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szyna rehabilitacyjna CPM G.HUG GMBH ARTROMOT K (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- **Artromot K** to urządzenie do ciągłej biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego, dające możliwość usprawniania pacjentów pozostających w łóżku,
- Pozwala na indywidualny dobór wszystkich parametrów oraz szerokie spektrum ich regulacji,
- **Funkcje:**
 - Terapia ciągłym ruchem biernym (CPM) stawu kolanowego i biodrowego,
 - Zakres zgięcia stawu kolanowego: 0° / 110°,
 - Zakres paazy regulowany: 0 - 20 sek.,
 - Możliwość stosowania do lewej i prawej nogi oraz pełne dostosowanie do budowy anatomicznej pacjenta (ustawienie urządzenia do długości kości udowej oraz piszczelowej),
 - Sterowanie za pomocą potencjometrów (zgięcie, wyprost, prędkość, pauza),
 - Ustawienie dowolnych kątów zgięcia oraz wyprost, prędkości ćwiczenia, czasu paazy podczas zgięcia lub wyprost,
 - Możliwość czynnych ćwiczeń zgięcia podeszwowego lub grzbietowego stopy,
 - Panel sterowania w języku niemieckim,
- **W zestawie:**
 - Kabel zasilający,
- Wymiary:
 - Szyny: 100 x 37 x 60 cm,
 - Ogólne: 100 x 40 x 130 cm,
- Waga zestawu: 28 kg,
- **Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,**
- **Gwarancja:**
 - **6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,**
 - **3 miesiące na rynek międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

