



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do krioterapii CRYOFLEX CRYO-T (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 7 W,
- Aparat do krioterapii **Cryo-T** w systemie dwutlenku węgla (CO₂ w fazie ciekłej), pozwala na łatwe i bezpieczne dozowanie czynnika chłodzącego. Nie wymaga stosowania ciekłego azotu (LN₂). Aparat jest przeznaczony do wykorzystania w gabinetach rehabilitacyjnych i fizykoterapeutycznych,
- **Parametry techniczne:**
 - Wyświetlane parametry pracy: czas zabiegu, czas sumaryczny pracy na butli,
 - Ciepła, izolowana rękojeść dyszy,
 - Dysza wyposażona w diodowy wskaźnik temperatury gazu oraz system regulujący siłę nadmuchu strumienia gazu,
 - Elastyczny przewód zasilający umożliwiający swobodną pracę dyszą w trakcie zabiegu,
 - Prosty i szybki system montażu butli,
 - Czynnik roboczy: dwutlenek węgla **CO₂** (w butlach syfonowych),
 - Regulacja temperatura gazu w zakresie od **-65 do -75°C**,
 - Ciśnienie robocze: **5 - 6 MPa**,
 - Ciśnienie maksymalne: **8 MPa**,
- **Zastosowanie:**
 - Urazy - po złamaniach i stłuczeniach,
 - Oparzenia - zdejmowanie szoku termicznego,
 - Rehabilitacja pooperacyjna,
 - Choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe, choroby kości,
 - Choroby stawów,
 - Nadmierne napięcie mięśniowe, spastyczność,
 - Choroby mięśni, więzadeł, skręcenia, stany zapalne nerwów,
 - Zespoły bólowe, nerwobóle,
 - Obrzęki, nadwaga i otyłość - przyspiesza metabolizm komórkowy,
 - Kosmetyka,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku polskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Wąż zasilania + redukcja na butle,
 - Dysza nr 2 - do krioterapii stawów i powierzchni okołostawowych,
 - **Brak butli w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Wymiary: 18 x 20 x 30 cm,
- Waga: 4.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

