



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Spirometr VITALOGRAPH ALPHA 6000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji irlandzkiej, (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany nowy akumulator 7.2 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 30 VA,
- **Vitalograph ALPHA** to łatwy w użyciu, lekki stacjonarny spirometr, który zapewnia idealne połączenie przenośności, szybkości i dokładności,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Ekran LCD o wymiarach: 7.5 x 6 cm,
- Wbudowana drukarka na papier o szerokości 11 cm,
- Zasada wykrywania przepływu: Pneumotachograf typu Fleisch,
- Ciśnienie wsteczne: mniejsze niż 0.1 kPa / l / sek. przy 14 l / s (zgodne z ATS/ERS 2005),
- Wykrywanie objętości: próbkowanie integracyjne przepływu przy 100Hz,
- Maksymalny czas trwania badania: 90 sekund,
- Maksymalny wyświetlana objętość: 10 l ,
- **Dokładność objętości:**
 - 3% lub 0.05 l,
 - Maksymalna objętość: 9.99 l,
 - Minimalna objętość: 0.01 l,
- Liniowość: lepsza niż 3%,
- **Dokładność przy pracy w warunkach zakresu temperatur roboczych:**
 - Przepływ 10% lub 0.3 l/s,
 - Maksymalne natężenie przepływu: 16 l / s,
- Minimalne natężenie przepływu: 0.02 l / s,
- **Zakres temperatur roboczych:**
 - Granice ATS/ERS: 17-37 °C,
 - Granice projektowe: 10-40 °C,
- Mierzy: VC, FVC, FEV1, FEV1, PEF, FEF25-75% i więcej,
- Wizualizacja na ekranie wykresów objętości / czasu i przepływu / objętości,
- Zapisuje wiele wstępnych testów w celu przeprowadzenia kolejnych testów,
- Przedstawia informacje o testach w przejrzystym, łatwym do odczytania formacie,
- Gniazdo kart pamięci Compact Flash,
- **Język w menu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Turbina z przewodem,
 - Oryginalna walizka o wymiarach: 46 x 37 x 11 cm,
 - Zasilacz 12 V,
 - Kabel USB,
- Wymiary: 30 x 25 x 8 cm,
- Waga: 3.7 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

