



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Polomierz (perymetr) CARL ZEISS HUMPHREY SYSTEM 720i (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: Halogenowa 12 V / 20 W,
- **Oprogramowanie: 4.2.2.,**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Pole widzenia: 89°,
 - Maksymalna intensywność bodźca: 10 000 ASB,
 - Czas trwania bodźca: 200 ms,
 - Długość fali bodźca: Szerokopasmowe światło widzialne,
 - Oświetlenie czaszy: 31,5 ASB,
 - Dystans badania: 30 cm,
 - Biblioteka testów progowych:
 - 24-2, 30-2, 10-2, Plamka,
 - 60-4, krok nosalowy,
 - Strategie testów progowych:
 - SITA Standard, SITA Fast, Pełny Próg, FastPac,
 - Biblioteka testów przesiewowych:
 - Wzory testowania centralnego pola: C40, C64, C76, C80, C-Armal,
 - Wzory testów pola obwodowego: P-60, FF-81, FF-120, FF-135, FF-246, FF-Armaly,
 - Strategie testów przesiewowych: dwie strefy, trzy strefy, kwantyfikuj wady,
 - Tryby testu przesiewowego: skorygowany wiek, związany z progiem, pojedyncza intensywność,
 - Specjalna biblioteka testowa,
 - Esterman Monocular,
 - Lornetka Estermana,
 - Pokój superior 36,
 - Pokój superior 64,
 - Bodziec / Kolor tła: biały na białym,
 - Ogólne cechy testowe: Rozmiary bodźców Goldmann: III,
 - Magazyn testowy zdefiniowany przez użytkownika,
 - Posiada wbudowany dotykowy monitor o przekątnej 11",
- Elektryczna regulacja podbródka: góra-dół i na boki,
- Wbudowana stacja dyskiety,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, ES, FR, IT, JP, PT, SE,**
- **Całość umieszczona na stoliku okulistycznym MAGNETIC**
 - Elektryczna regulacja w zakresie: 70 – 100 cm,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Nowy przycisk pacjenta,
 - Klawiatura,
 - Wbudowana drukarka PRINTREX:
 - Szerokość papieru: 21 cm,
- Wymiary:
 - Błatu: 87 x 43 cm,
 - Całkowite: 87 x 55 x 133/163 cm,
 - Aparatu: 53 x 58 x 51 cm,
- Waga: 84 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

