



Stolik okulistyczny TOPCON IT-1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Stolik okulistyczny **TOPCON IT-1** to stolik okulistyczny z manualną regulacją wysokości za pomocą pedału nożnego w zakresie; 67 - 93 cm,
- Automatyczne wypychanie blatu stołu do najwyższego położenia przy braku obciążenia,
- Stół posiada wywiercone otwory w blacie przygotowane do montażu lampy szczelinowej,
- Wymiary:
 - Blatu: 55 x 37 cm,
 - Całkowite: 55 x 37 x 67/93 cm,
- Waga: 23 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

