



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Skaner pęcherza VERATHON BladderScan BVI9400 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie poprzez 2 wbudowane akumulatory 5200 Mah / 11.1 V (**jeden akumulator w zestawie**),
- Skaner pęcherza moczowego **VERATHON BladderScan BVI9400** służy do pomiaru objętości moczu znajdującego się w pęcherzu,
- Urządzenie jest nieinwazyjne oraz ułatwia zdiagnozowanie choroby układu moczowego,
- Celem urządzenia jest zapewnienie szybkiego oraz dokładnego pomiaru objętości pęcherza,
- Urządzenie umieszczone na dedykowanym mobilnym stoliku 5-kołowym (2 kółka hamujące),
- Skaner badający pęcherz wykorzystuje technologię ultradźwiękową do szybkiego oraz dokładnego pomiaru objętości pęcherza,
- Urządzenie wszechstronnie można stosować u szerokiego grona pacjentów zarówno u dzieci, dorosłych oraz osób starszych,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Zasilacz + przewód zasilający,
 - Głowica Bladder Scan,
 - 1 szt. baterii zasilającej,
 - Stacja ładująca baterie,
- Wymiary:
 - Błatu: 49 x 49 cm,
 - Całkowite: 49 x 49 x 100 cm,
- Waga: 12 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

