



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa zabiegowa DARAY X350 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **DARAY X350** jest lampą przeznaczoną do stosowania przy procedurach ginekologii oraz położnictwa,
- Poprzez elastyczność ramienia **DARAY X350** posiada duży zakres ruchu oraz możliwość regulacji w różnym zakresie,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Natężenie światła: 13.500 lux (1 m) / 54.000 lux (0.5 m),
 - Średnica promienia światła: 75 mm (0.5 m) / 125 mm (1 m),
 - Rotacja czaszy: 180° (pionowo) / 320 ° (poziomo),
 - Regulacja wysokości czaszy: 1.48 – 2.1 m,
- **Lampa na mobilnej podstawie 4 kołowej (2 koła hamujące),**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 41 x 41 x 148/210 cm,
- Waga: 10 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

