



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pulsoksymetr KTMED KTPS-01 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 5 nowych wbudowanych baterii AA NiCd / NiMH 1.2 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pulsoksymetr **KTMED KTPS-01** zapewnia stabilne monitorowanie pacjenta które znajdują zastosowanie u noworodków, dorosłych oraz osób starszych,
- Możliwość mocowania pulsoksymetru do szyny poprzez uchwyt z mocowaniem jak i możliwość używania go w dowolnym miejscu poprzez nie wielkie rozmiary,
- **Zalety:**
 - Łatwy w użyciu,
 - Kompaktowa oraz przenośna konstrukcja z lekką wagą,
 - Wysoka dokładność oraz nie zawodność,
 - Alarmy dźwiękowe z regulowanymi limitami,
 - Łatwy do odczytu wyświetlacz,
- **W zestawie:**
 - Zasilacz,
 - Przewód SPO2,
- Wymiary: 11.5 x 5 x 16 cm,
- Waga: 0.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

