



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestetycznoligiczny DRAGER FABIUS TIRO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V 3.0 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Posiada jeden port na parownik z systemem montażowym Selectatec, brak parownika w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Zasilany w gazy z centralnej instalacji: O2, N2O, Air,
- Możliwość zasilania w gazy z dodatkowych butli O2, N2O lub AIR,
- Respirator napędzany silnikiem elektrycznym (sterowany elektronicznie),
- **Funkcje pomiarów respiratora:**
 - P_{MAX} (V) – 15-70 mbar,
 - V_T – 20-1400 ml,
 - f – 4- 60 bpm,
 - T_i/T_e – 4:1 to 1:4,
 - T_{ip}/T_i – 0% - 50%,
 - PEEP – 0-20 mbar,
 - P_{insp} (P) – 5-65 cmH₂O,
 - I_{ns}pFlow – 10-75 L/min,
 - PPS (SIMV/PS) – wsparcie ciśnieniowe , od 3 do 20 cmH₂O,
- Płynna regulacja przepływu gazów – O₂, AIR, N₂O, od 0.0 do 12L/min, (cyfrowe wyświetlacze + manometry),
- Kompaktowy układ oddechowy pacjenta, umieszczony na ruchomym ramieniu,
- Wbudowany monitor LED z funkcją pomiaru gazów O₂, AIR, N₂O, oraz panel sterowania i wyświetlacz funkcji respiratora,
- Łatwy w obsłudze i czytelny wyświetlacz,
- Aparat jest wyposażony w ssak zasilany z centralnej instalacji Vac z manometrem, wyposażony w słój SERRES na wkłady jednorazowego użytku o pojemności 1000 ml,
- Miejsce na dwie butle gazowe,
- System odprowadzania gazów anestetycznych (AGS),
- Wbudowane alarmy, oraz zawory niskiego i wysokiego ciśnienia,
- Posiada listwy do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Wyposażony w trzy szuflady oraz wysuwany blat,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE oraz wielu innych,**
- **Panel sterowania w języku angielskim,**
- **Aparat wyposażony w:**
 - **Kardiomonitor DRAGER Model INFINITY DELTA:**
 - Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji niemieckiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Zasilanie awaryjne: wbudowany akumulator Li-Ion 12 V,
 - Moc 70 W,
 - Ciekłokrystaliczny, kolorowy LCD o przekątnej 10,4"
 - Pokrętko nawigacyjne ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, CS, HU,
 - Panel sterowania w języku angielskim,
 - Wygodny uchwyt i wytrzymała obudowa ułatwiają przenoszenie,
 - Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają przeglądanie oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym, zestawianie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym, a także dowolną konfigurację każdego elementu ekranu - od krzywych po nazwy parametrów,
 - Monitor Infinity Delta wyposażony jest w opatentowaną technologię Pick and Go®, dzięki której każdy z monitorów może być jednocześnie monitorem stacjonarnym i monitorem transportowym w obrębie szpitala. Monitor może być połączony z siecią monitorowania przewodowo i bezprzewodowo (wbudowana karta bezprzewodowa - WiFi 802.11b/g), zapewniając ciągłość monitorowania w czasie transportu. Połączenie z siecią umożliwia przesyłanie danych między monitorami oraz z monitorów do systemu centralnego monitorowania i do systemu zarządzania danymi pacjenta dzięki systemowi Innovian®,
 - Możliwości monitora uzupełniają wbudowane narzędzia takie jak kalkulatory hemodynamiczne, lekowe, kursory ekranowe do analizy krzywych dynamicznych i inne,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Foliowany panel sterowania,
 - **Wyposażony w następujące moduły:**
 - EKG – Nowy kabel główny MultiMed + przewód 3-odprowadzeniowy firmy Biogenesis,
 - SPO₂ – Nowy czujnik silikonowy firmy Biogenesis,
 - NIBP – Nowy mankieta 25-30 cm z przewodem powietrznym,
 - TEMP – Nowy czujnik temperatury firmy Biogenesis,
 - **W zestawie:**
 - Stacja dokująca do połączeń DRAGER DOCK STN Base N/C - zapewnia mocowanie monitora na stanowisku, zasilanie,
 - **Moduł gazowy DRAGER Model SCIO FOUR PLUS:**
 - Moduł gazów zapewnia precyzyjne pomiary wdechu i wydechu stężeń CO₂, O₂, enfluranu, halotanu, isofluranu, sewofluranu, desfluranu i N₂O. Rezultaty pomiarowe są przekazywane do monitora DRAGER INFINITY DELTA i wyświetlane w czasie rzeczywistym, a także jako trendy. Moduł posiada funkcje automatycznej identyfikacji czynnika i zintegrowany pomiar stężenia tlenu. Moduł wyposażony jest w pułapkę wodną WaterLock 2, zapewniając większą ochronę przed zakażeniami,
 - Posiada S-ORC (Regulator proporcji tlenu o podwyższonej czułości),
 - **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - EKG – Nowy kabel główny MultiMed + przewód 3-odprowadzeniowy firmy Biogenesis,
 - SPO₂ – Nowy czujnik silikonowy firmy Biogenesis,
 - NIBP – Nowy mankieta 25-30 cm z przewodem powietrznym,
 - TEMP – Nowy czujnik temperatury firmy Biogenesis,
 - Wymiary całkowite: 90 x 90 x 178 cm,
 - Kat 07,
 - **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
 - **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
 - **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
 - **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
 - **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **13-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

