



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel kosmetyczny MEDISUN RELAX (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze białym - możliwość wyboru nowej tapicerki z naszego wzornika kolorów,**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja elektryczna za pomocą pilota:
 - Regulacja oparcia pleców: 0° / 72°,
 - Regulacja oparcia nóg: 0 / - 83°,
 - Regulacja wysokości w zakresie: 64 – 97 cm,
 - Automatyczne dopasowywanie oparcia łokcie przy regulacji oparcia pleców,
 - Chowane oparcia łokcia w tył,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy pilot sterujący,
- Wymiary:
 - Całkowite: 85 x 188 x 64/97 cm,
 - Zagłówek: 49 x 29 x 10 cm,
 - Oparcie pleców: 64 x 46 x 11 cm,
 - Siedzisko: 63 x 46 x 11 cm,
 - Górny segment oparcia nóg: 60 x 35 x 11 cm,
 - Dolny segment oparcia nóg: 60 x 17 x 11 cm,
 - Oparcie łokcia: 9 x 45 x 10 cm,
- **Fotel mobilny na 4 kółkach hamujących,**
- Waga całkowita: 65 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

