



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Mikroskop stomatologiczny SELIGA OPTILION PICO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: 15 V / 150 W,
- Mikroskop **Optilion PICO** to ergonomiczne urządzenie o oryginalnej konstrukcji i multipotencjalnym zastosowaniu. Doskonale sprawdza się w stomatologii, laryngologii, kosmetologii. Prosta konstrukcja oraz niewielkie gabaryty sprawiają, iż mikroskop może być wykorzystywany nawet w niedużych gabinetach,
- **Specyfikacja:**
 - Ogniskowa: $f=250$,
 - Powiększenie: 0.6 / 1 / 1.6,
 - Regulacja widzenia współogniskowego: ± 5 D,
 - Wbudowane źródło światła z możliwością swobodnej regulacji natężenia światła za pomocą pokręta,
 - **Swobodna regulacja wysokości 2-segmentowego ramienia:**
 - Wysokości: 66 – 146 cm,
 - Swobodnego obrotu na boki,
 - 2-segmentowe ramię z możliwością dostosowania nachylenia mikroskopu pod własne preferencje operatora,
 - Wbudowany obustronny uchwyt ręczny do sterowania mikroskopem,
 - Możliwość manualnego przełączenia na filtr zielony,
 - Mobilny na 5 – ramiennej podstawie (2 koła hamujące),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Zapasowa żarówka źródła światła,
- Wymiary:
 - Całkowite: 60 x 90 x 168 cm,
- Waga: 59 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

