



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny AGA-MED GU-1058/E (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Stół składa się z dwóch części,
- Fotel o stałej wysokości, regulacja pochylecia miednicy i oparcia za pomocą siłowników elektrycznych,
- Tapicerka oparcia i siedziska zapewnia bardzo wysoki poziom komfortu. W poduszce siedziska znajduje się wycięcie,
- Fotel został wyposażony w składany podnóżek ułatwiający wejście na fotel,
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Para standardowych szyn przymocowanych z boku siedziska,
 - Dwa otwory (po prawej/lewej stronie) na uchwyt kolposkopu,
 - Wycięcie w poduszce siedziska,
 - Taca ze stali nierdzewnej z uchwytem,
 - Uchwyt na rolkę papieru przymocowany do tylnej części fotela,
 - Składany podnóżek (490x320x250 mm, szer. x gł. x wys.),
 - Uziemione gniazdo z tyłu kolumny,
 - Włącznik nożny,
- **Dane techniczne:**
 - Rama: lakierowana,
 - Wymiary fotela:
 - Długość: 1150 mm,
 - Sekcja oparcia/siedzenia: 800 / 350 mmm
 - Szerokość: 580 mm (640 mm ze standardowymi szynami),
 - Wysokości: 865 mm,
 - Segmenty tapicerskie: 2,
 - Grubość tapicerki w części siedziska: 85 mm,
 - Grubość tapicerki tylnej części: 85 - 135 mm,
 - Regulacja oparcia: 0°/+54° (silnik elektryczny),
 - Pochylenie miednicy: +30° (silnik elektryczny),
 - Podnóżek: 490 x 320 x 250 mm (W x D x H),
 - Maksymalne obciążenie 200 kg.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

