



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do magnetoterapii MRS 2000 + HOME VITA LIFE (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Materac Magnetyczny MRS 2000 +** działa na zasadzie leczniczych pól magnetycznych. Dzięki unikatowej konstrukcji wytwarza i wprowadza do organizmu pulsujące rezonansowe pole magnetyczne o odpowiedniej częstotliwości, które docierając do wszystkich komórek ciała, anuluje szkodliwe działanie smogu elektromagnetycznego. Uaktywnia mechanizm samoregulacji ustroju,
- **Specyfikacja:**
 - Czasy zabiegów: 8 / 16 / 24 minut,
 - Możliwość regulacji intensywności pola magnetycznego: 10 / 25 / 50 / 100 / 150 / 200%,
 - **Cztery programy terapeutyczne odpowiadające każdej porze dnia:**
 - Program 1: 5:00 – 10:00,
 - Program 2: 10:00 – 15:00,
 - Program 3: 15:00 – 20:00,
 - Program 4: 20:00 – 5:00,
 - Wyświetlacz informujący czas do końca zabiegu,
 - Po wykonaniu zabiegu urządzenie automatycznie się wyłącza,
- **Zastosowanie:**
 - Stres (stany depresyjne, bezsenność, nerwica),
 - Zaburzenia układu odpornościowego,
 - Przewlekłe infekcje układu oddechowego,
 - Upośledzenie w układzie krążenia,
 - Uszkodzenia tkanek miękkich,
 - Przyspieszenie gojenia ran odleżyny (rany cukrzycowe),
 - Przyspieszenie leczenia złamań kości w chorobach zwyrodnieniowych,
 - Po urazach (skręcenie kończyn, zwichnięcie, stłuczenia),
 - Przydatny w rehabilitacji po udarach, wylewach, stwardnieniu rozsianym, miażdżycy,
- **Zalety:**
 - Poprawia ukrwienie obwodowe,
 - Przyspiesza wchłanianie krwiaków i obrzęku limfatycznego,
 - Usuwa bóle pochodzenia reumatycznego,
 - Niweluje nerwobóle,
 - Zmniejsza napięcie nerwowe, uczucie zmęczenia i lęku,
 - Zapewnia spokojny sen,
 - Minimalizuje skutki stresu,
 - Zmniejsza restrykcję powysiłkową (zwiększa pobieranie tlenu),
 - Reguluje ciśnienie i pozytywnie działa przy chorobach sercowo-naczyniowych,
 - Zmniejsza dolegliwości migrenowe,
 - Korzystnie wpływa przy leczeniu cukrzycy, miażdżycy i osteoporozy,
 - Przyspiesza gojenie ran, złamań kości i uszkodzeń stawów,
 - Zmniejsza osadzanie płytek cholesterolowych w naczyniach krwionośnych,
 - Odtruwa organizm i zwiększa jego odporność na choroby,
 - Zwalcza stany zapalne,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Aplikator,
- Wymiary:
 - Oprzyrządowania: 33 x 30 x 26 cm,
 - Aplikatora: 50 x 28 cm,
- Waga: 4 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

