



Kozetka rehabilitacyjna TECH MED (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Tapicerka zostanie wymieniona na nową, w kolorze wybranym przez klienta, z naszego wzornika kolorów,**
- Kozetka rehabilitacyjna **TECH MED** przeznaczona jest do zabiegów rehabilitacyjnych,
- Posiada prosty i stabilny stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo,
- Podglówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej,
- Wieszak do papieru,
- Możliwość regulacji wysokości za pomocą dolnej korby w zakresie: 47 – 96 cm,
- Regulacja zagłówka w zakresie: -70 / 0 / 45°,
- **W zestawie:**
 - Wieszak na papier,
 - Zatyczka zagłówka,
 - Zatyczka segmentu pleców,
- Wymiary:
 - Całkowite: 66 x 92 x 47/96 cm,
 - Zagłówka: 66 x 46 cm,
 - Segment leż: 66 x 144 cm,
- Waga: 60 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

