



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa bakteriobójcza UV NBV30N (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 33 W,
- **Sterylicator UVC** do montażu naściennego. Symbol N oznacza że jest to lampa bakteriobójcza naściennie-sufitowa. Seria lamp UV NBV jest przeznaczona do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń. Skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnie poddawane naświetlaniu promieniowaniem UV-C,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30 W,
 - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m²,
 - Trwałość promiennika: 9000 h,
 - Dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m²,
 - Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°,
 - Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
 - Typ obudowy: IP 20,
 - Rodzaj pracy: ciągła,
- **Zastosowanie:**
 - Bloki operacyjne,
 - Gabinety zabiegowe i opatrunkowe,
 - Sale chorych,
 - Przychodnie,
 - Laboratoria,
 - Apteki,
 - Przemysł farmaceutyczny,
 - Przemysł spożywczy,
 - Przemysł kosmetyczny,
 - SPA,
 - Salony fryzjerskie i kosmetyczne,
 - Kuchnie,
 - Magazyny,
- Wymiary: 96 x 13.5 x 9 cm,
- Waga: 3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

