



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podgrzewacz płynów infuzyjnych SMITHS HOTLINE FLUID HL-90 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Hotline HL-90** to jedyne urządzenie podgrzewające przetaczany płyn infuzyjny na całej drodze – od urządzenia do pacjenta,
- Ze względu na ogrzewanie płynów przy wykorzystaniu technologii płaszcza wodnego oraz braku w nim tzw. „gorących punktów” (jakie występują w suchych podgrzewaczach) urządzenie może być używane do bezpiecznego ogrzewania przetaczanej krwi,
- Metoda podgrzewania: ciepła woda krążąca w linii na całej długości do pacjenta,
- Stała, ustawiona fabrycznie temperatura podgrzewania bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych 41,9°C,
- Bardzo prosta obsługa i konserwacja sprzętu,
- Możliwość zamocowania urządzenia do każdego typowego stojaka do kroplówek,
- Dedykowane linie jednorazowe z płaszczem wodnym zapewniające brak tzw. „gorących punktów” co umożliwia bezpieczne ogrzewanie,
- **Alarmy dźwiękowe oraz wizualne:**
 - Przegrzania powyżej 43.1°C,
 - Nieprawidłowego działania pompy,
 - Zbyt niskiego poziomu płynu roboczego,
 - Nieprawidłowego zamocowania zestawu jednorazowego,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Prędkość infuzji w zakresie: 50 ml/h – 5000 ml/h,
 - Temperatura ogrzewania: stała ustawiona fabrycznie (41.9 °C +/- 0.1 °C),
 - Dokładność podgrzewania: +/- 0.5 °C,
 - Pojemność zbiornika na płyn roboczy: 1.4 L,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 21 x 17.8 x 24 cm,
- Waga: 3.6 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

